

BAKTERIOSTATYCZNA POŚCIEL ZMYWALNA

CLINIBED®



Medyczne pościel zmywalne francuskiej firmy Clinibed zostały opracowane dla stworzenia bezpiecznego oraz komfortowego środowiska w szpitalach i ogólnej opiece zdrowotnej. Celem stworzenia bakteriostatycznych pościeli zmywalnych, jest obniżenie kosztów użytkowania, szybkie przygotowanie pościeli dla pacjentów leżących i niesamodzielnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach medycznych.

Poduszki, pozycjonery, prześcieradła, koce i kołdry bakteriostatyczne zmywalne - zapewniają pacjentom ciepło i komfort w najlepszych warunkach higienicznych. Alergeny, wirusy i płyny nie dostają się do pościeli - pozostają czyste wewnątrz, a powierzchnia zewnętrzna jest łatwa i szybka do czyszczenia. Łatwość dezynfekcji pozwala znacząco obniżyć koszty użytkowania i wydłużyć ich żywotność. Wszystkie oferowane produkty zmywalne Clinibed są niepalnymi wyrobami medycznymi i posiadają certyfikaty jakości wielu niezależnych instytucji. Siedziba, dział badawczo-rozwojowy oraz produkcyjny od 25 lat znajduje się we Francji.

Asortyment pościeli zmywalnych przeznaczony jest dla oddziałów szpitalnych, bloków operacyjnych, karetek pogotowia, SORów, domów opieki, DPS-ów oraz użytku domowego.



Kołdry bakteriostatyczne zmywalne

Pościel zmywalna, pokryta antybakteryjnymi jonami srebra – doskonała higiena i łatwe odkażanie. Wykonana z wodoodpornego, bakteriostatycznego materiału, zapewnia skuteczną izolację przed zimnem, wilgocią oraz pyłami. Dzięki temu można ją bezpiecznie stosować w różnego rodzaju sytuacjach medycznych lub awaryjnych w domu.

Parametry techniczne: Wypełnienie to spiralne włókno HEATUP regulującym i przywracającym ciepło ciała, jest to włókno o dużej zdolności adiaternicznej (Standard NF G07 107), posiada również bardzo dobrą odporność mechaniczną. Pokrycie poliestrowe 40% z poliuretanem 60% jest hipoalergiczne, bakteriostatyczne, elastyczne i przyjemne w dotyku. Łączona specjalnymi wewnętrznymi szczelnymi szwami. Produkt jest ognioodporny zgodnie z klasyfikacją ogniową M1. Opcjonalnie oferujemy wersję z szwami zgrzewanymi.


Cechy użytkowe: Wodoodporność: stanowi barierę dla cieczy, nie przepuszcza wydzielin. Oddychalność: ułatwia wymianę powietrza i szybko reguluje ciepłotę ciała. **Bakteriostatyk:** AG2+ Jon srebra zabezpieczenie antybakteryjny. Naturalny zabieg neutralizujący namnażanie się i inwazyjne działanie zarazków oraz bakterii. Testowany pod kątem odporności na MRSA (Staphylococcus Aureus). Walka z BMR (Multi-Resistant Bacteria) Zgodny z normą REACH i normą OekoTex 100 klasa IV. (Norma EN 45014).

Rozmiary kołder : COUV4 V 140x200 cm oraz COUV3 110x190 V cm

Kolory: Zieleń Medyczna V, Szary, Niebieski Królewski, Morski, Białe.

Mycie i dezynfekcja: Ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej bezchlorowym roztworem dezynfekcyjnym.

Pranie mechaniczne: Można prać w pralce przy użyciu zwykłych, niezawierających chloru środków czyszczących. Maksymalna temp. prania 95°C.



CLINIBED®

