

Sleep Angel®

Pościel barierowa zmywalna z technologią filtrów PneumaPure™ Filter Technology

Poduszki Materace Kołdry Pozycjonery

 **Medical Spot**
technologie medyczne dla Ciebie

Oddychający filtr mechaniczny pozwala na przepływ czystego powietrza do poduszki, ale blokuje przedostawanie się patogenów i alergenów.



Trwała, miękka w dotyku o wysokiej rozciągliwości tkanina, która blokuje przedostawanie się zanieczyszczeń. Przepuszczalna dla pary wodnej i wodoodporna.

Zgrzewane szwy zapewniają całkowicie szczelną barierę.

Klinicznie potwierdzona skuteczność ochrony przed zakażeniami




SleepAngel products are researched & developed by Gabriel Scientific

Technologia barierowa PneumaPure™ SleepAngel.

SleepAngel Medical to opatentowana pościel barierowa zmywalna z technologią filtrów PneumaPure® o udowodnionej klinicznie ochronie przed patogenami, alergenami, drobnoustrojami i pleśnią. Jest to pierwsza na świecie seria pościeli barierowych, która łączy absolutną ochronę barierową z przepływem powietrza. BEZ POTRZEBY PRANIA.

Produkty marki SleepAngel Medical zostały opracowane w celu stworzenia bezpiecznego i komfortowego środowiska w szpitalach i ogólnej opiece zdrowotnej. Celem stworzenia filtrowanych pościeli było zwiększenie bezpieczeństwa w medycynie, ponieważ „miękkie” powierzchnie medyczne były do tej pory obszarem niedostatecznie zabezpieczonym.

Pościele SleepAngel® PneumaPure® są hermetycznie zamknięte i umożliwiają czyszczenie i dezynfekcję miękkich powierzchni tak samo jak powierzchni twardych. Wysoce wyspecjalizowany nanoporowaty kompozyt filtracyjny (składający się z bardzo małych porów), działa jako skuteczna bariera dla patogenów, w tym bakterii, wirusów i grzybów, a także dla wnikania cieczy, pozostając jednocześnie wysoce przepuszczalny dla powietrza. Łóżko szpitalne składa się z różnych elementów w tym również pościeli, które jeśli nie zostaną odpowiednio odkażone, stwarzają potencjalne ryzyko infekcji dla pacjenta i personelu.



SO SMALL "SUPER BUGS" CANNOT CONTAMINATE IT



Poduszki

Barierowa poduszka bez prania do ręcznej dezynfekcji

SleepAngel® PneumaPure®

Tkanina wierzchnia: 100% poliuretan niebieski

Spód: 100% poliester. Gramatura tkaniny: 150 g/m² lub 180g/m²

Powłoka wewnętrzna: 100% Polipropylen 40g/m²

Wypełnienie: 100% włókno PrimaLoft® BioTM

Czyszczenie: Dezynfekować maks. 72% alkoholu, maks. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzeć ściereczką zwilżoną wodą

Rozmiary 60x71. 50x60. 40x80. 60x70. 60x80. 80x80 cm



Kołdry

Barierowa kołdra bez prania do ręcznej dezynfekcji SleepAngel®

Tkanina wierzchnia: 100% poliuretan niebieski bardzo rozciągliwa powłoka przepuszczalna dla pary wodnej i wodoodporna.

Spód: 100% poliester

Gramatura tkaniny: 150 g/m² lub 180g/m²

Wypełnienie : 100% poliestrowa wata termiczna 200 g/m²

Czyszczenie: Dezynfekować maks. 72% alkoholu, maks. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzeć ściereczką zwilżoną wodą

Dezynfekować maks. 72% alkoholu, maks. 1000 ppm aktywnego chloru.

Rozmiary 200x135. 198x138. 200x140 cm



Pozycjonery walec, trójkąt i inne.

Tkanina wierzchnia: 100% poliuretan niebieski bardzo rozciągliwa powłoka przepuszczalna dla pary wodnej i wodoodporna.

100% Poliamid Wypełnienie : pianka

Czyszczenie: Dezynfekować maks. 72% alkoholu, maks. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzeć ściereczką zwilżoną wodą

Dezynfekować maks. 72% alkoholu, maks. 1000 ppm aktywnego chloru.



Materace przeciwodleżynowe i inne.

100% pianka poliuretanowa o różnej sprężystości. 100% poliamid.

Czyszczenie: Dezynfekować maks. 72% alkoholu, maks. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzeć ściereczką zwilżoną wodą

Dezynfekować maks. 72% alkoholu, maks. 1000 ppm aktywnego chloru.



Pełna oferta rozmiarów i typów dostępna jest w katalogu produktowym

Doświadczenie użytkowników i wytyczne ekspertów

"Przed wyposażeniem naszego oddziału pulmonologicznego w materiały SleepAngel odnotowywaliśmy 0.52 CDI miesięcznie. Po wdrożeniu zmian było to .12 CDI miesięcznie. Żadnych innych różnic nie odnotowano. (Podczas gdy w tym samym czasie praktycznie wszystkie inne oddziały odnotowały wzrost CDI)"

Southport & Ormskirk Hospital NHS Trusts

Kiernan M.; Beds of Roses; Maintenance of safe patient environments by nurses*; Reducing HCAI's Conference, Londyn, Czerwiec 2014

Martin Kiernan, Konsultant Pielęgniarstwa ds. Kontroli Zakażeń, Przewodniczący Komisji Edukacji na Temat Zakażeń w Służbie Zdrowia, były przewodniczący Towarzystwa Zapobiegania Zakażeniom

"Po zrealizowaniu naszej strategii redukcji zakażeń związanych z opieką zdrowotną w ciągu kilku lat zmniejszyła się liczba przypadków MRSA z 34 do 4 przypadków rocznie, a C.Diff z 363 do 64 przypadków rocznie.

Radzimy wprowadzić poduszki kontroli zakażeń SleepAngel posiadające znak CE, regularnie czyścić i przeprowadzać audyt zasobów"

Liverpool & Broadgreen University Hospital NHS Trust

Wake D.; Reducing HCAI's Conference, Londyn, Czerwiec 2013

Diane Wake, Główny Dyrektor Wykonawczy, Barnsley NHS (wcześniej Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Liverpool & Broadgreen University Hospital NHS Trust)

"Poduszki są jednym z głównych nośników infekcji, ponieważ nasza głowa jest jedną z najłatwiejszych dróg zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz organizmu. Wszelkie czynniki chorobotwórcze, które nosimy skolonizują także poduszkę"

Reducing HCAI's Conference, 2014

Dr Duncan Bain

Wybitny inżynier biomedyczny specjalizujący się w dziedzinie technologii powierzchni nośnej - starszy wykładowca w William Harvey Institute, Queen Mary College w Londynie

"Czynnikiem wyróżniającym produkty SleepAngel jest to, że stanowią absolutną barierę z elementem oddychającym, posiadają warstwę zapewniającą komfort i faktycznie zapewniają wygodę. Oddychanie poduszki jest integralną własnością produktu SleepAngel".

Airmid Health Group, 2013.

Dr Bruce Mitchell

Dr Mitchell jest członkiem Royal College of Physicians w Irlandii, Royal College of Physicians oraz członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii. Jest dyrektorem Pracowni Immunologii w Blackrock Clinic i byłym przewodniczącym Fundacji Alergologicznej Irlandii.



Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT Telefon:+48 690 486 043.

Adres: Poznań ul. Abrahama 18 61-615 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09