

CLINIBED®



Poduszki pozycjonujące barierowe

Wyłączny Dystrybutor w Polsce
Medicalspot
www.medicalspot.pl

Tel.: +48 690486043
Mail.: kontakt@medicalspot.pl





PODUSZKI POZYCJONUJĄCE CLINIBED ASORTYMENT WYROBÓW POMOCNICZYCH DO REGULACJI POSTAWY DLA PACJENTÓW PLACÓWEK MEDYCZNYCH



Poduszki pozycjonujące dla pacjentów hospitalizowanych w pozycji leżącej.

Wyrób medyczny, który zapewnia wsparcie i ułatwia zapobieganie odleżynom. Asortyment poduszek CLINIBED umożliwia różne konfiguracje pozycji leżących pacjenta, poprawiając tym samym komfort, samopoczucie i zapobiegając powstawaniu odleżyn. Oferta przeznaczona dla środowisk medycznych: szpitali, klinik, domów opieki...

Ergonomiczna technologia wypełniania mikrokulkami zapewnia pacjentowi bardzo wygodne ułożenie.

Produkt zapewnia pełne wsparcie i ergonomię w pozycji leżącej i półleżącej.

Poduszki skutecznie redukują punkty nacisku w strefach podparcia: na łokciach, piętach, biodrach, kolanach. Umożliwiają ułożenie w pozycji bocznej pod kątem 30° i półleżącej pod kątem 30°. Dzięki poduszkom CLINIBED, osoba hospitalizowana odnajdzie optymalne ułożenie podczas długotrwałego przebywania w pozycji leżącej.

KAŻDY PRODUKT DOSTĘPNY JEST W 2 WERSJACH:



Kolor niebieski: Dla pacjentów dorosłych w rozmiarach standardowych.
Kolor zielony: Dla dzieci i pacjentów niskiego wzrostu.

SKŁAD:

Bi-elastyczna poszewka CLINICARE (poliamid powlekany poliuretanem).
Wypełnienie mikrokulkami z drobnziarnistego polistyrenu.

KONSERWACJA:

Dezynfekcję przeprowadza się przy użyciu bez chlorowego środka do odkażania dużych powierzchni. Zalecamy stosowanie preparatu ANIOS.
Można prać w pralce w temp. 95 °C.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PODUSZKĘ POZYCJONUJĄCĄ CLINIBED?

Wyprodukowano we Francji. Od ponad 20 lat jesteśmy liderem i ekspertem w produkcji poduszek pozycjonujących. Wyroby Medyczne klasa 1 MDR

Nasze zobowiązanie ekologiczne: Przekształcamy naszą działalność w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. W ten sposób aspekt zrównoważonego rozwoju stał się również dla nas priorytetem w działalności produkcyjnej.

Krótki obieg: tkanina jest produkowana 3 km od naszej fabryki. Mikrokulki produkowane są w regionie Hauts de France. Przetwarzanie i produkcja odbywają się wyłącznie we FRANCJI, w naszym zakładzie w WATTRELOS (59) (bez podwykonawstwa w obszarach niskich kosztów).





PODUSZKA PROSTOKĄTNA

Podpieranie i stabilizacja brzucha w pozycji leżącej na boku.

Wielofunkcyjność: blokowanie, ochrona i odciążanie łokci, kolan, łydek, kostek.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0605HLEN – CLINBEG0881HLEN



CLINEG0605

CLINEG0881

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0605	NIEBIESKI	595 gr	40 x 60 cm
CLINEG0881	ZIELONY	295 gr	45 x 30 cm

PODUSZKA PÓŁPROSTOKĄTNA ZESTAW 2 SZTUK

Podpieranie i stabilizacja brzucha w pozycji leżącej na boku.

Wielofunkcyjność: blokowanie, ochrona i odciążanie łokci, kolan, łydek, kostek.

(Tylko w kolorze niebieskim).

W opcji poszewki Lyocell: CLINEG0606HLEN

PRODUKT	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0606	290 gr	40 x 30 cm



CLINEG0606

PODUSZKA WAŁEK CYLINDRYCZNY

Pomiędzy nogami i kolanami w pozycji leżącej na boku, aby zapobiec otarciom.

Odciąża pięty.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0613HLEN – CLINEG0884HLEN



CLINEG0613

CLINEG0884

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0613	NIEBIESKI	450 gr	70 x 17 cm
CLINEG0884	ZIELONY	185 gr	45 x 14 cm

PODUSZKA WAŁEK PÓŁCYLINDRYCZNY ZESTAW 2 SZTUK

Pomiędzy nogami i kolanami w pozycji leżącej na boku, aby zapobiec otarciom.

(Tylko w kolorze niebieskim)
(Tylko w kolorze niebieskim).

W opcji poszewki Lyocell: CLINEG0614HLEN

PRODUKT	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0614	225 gr	30 x 17 cm



CLINEG0614



CLINEG0610



CLINEG0883

PODUSZKA DO POZYCJI LEŻĄCEJ NA BOKU

Podtrzymuje i klinuje plecy oraz ramiona w pozycji leżącej na boku.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0610HLEN – CLINEG0883HLEN

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0610	NIEBIESKI	1,650 gr	200 x 35 cm
CLINEG0883	ZIELONY	885 gr	135 x 25 cm

PODUSZKA POD PLECY

Poduszka ta podtrzymuje pacjenta w pozycji półsiedzącej na łóżku lub leżącej na boku.

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG1301	NIEBIESKI	2,500 gr	260 x 60 cm
CLINEG1305	ZIELONY	2,000 gr	215 x 45 cm



CLINEG1301



CLINEG1305



CLINEG0608



CLINEG0882

PODUSZKA PÓŁKSIĘŻYC

Podtrzymuje i klinuje w pozycji leżącej na boku. Podpiera plecy, ramiona i ręce w pozycji siedzącej na łóżku.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0608HLEN- CLINEG0882HLEN

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0608	NIEBIESKI	1,140 gr	190 x 35 cm
CLINEG0883	ZIELONY	915 gr	140 x 35 cm

PODUSZKA TRÓJKĄTNA

Klinuje kolana i łydki w pozycji leżącej.

Umożliwia odciążenie pięt w połączeniu z wałkiem cylindrycznym i poduszką pod pięty.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0607HLEN – CLINEG0887HLEN

PRODUKT	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0607	960 gr	55 x 30 cm
CLINEG0887	505 gr	45 x 23 cm



CLINEG0607



CLINEG0887



CLINEG0616



CLINEG0885

PODUSZKA POD PIĘTY

Zapobiega powstawaniu odleżyn na piętach. Łagodzi nacisk na stopę.

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0616	NIEBIESKI	140 gr	Jeden rozmiar
CLINEG0885	ZIELONY	100 gr	Jeden rozmiar

PODUSZKA BOJA

Stabilizuje kark i głowę w pozycji leżącej na boku.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0612HLEN – CLINEG0880HLEN

PRODUKT	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0612	445 gr	130 x 18 cm
CLINEG0880	350 gr	106 x 14 cm



CLINEG0612



CLINEG0880

PODUSZKA ODWODZĄCA

Poduszkę tę stosuje się w łóżku, w pozycji leżącej, między nogami.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0615HLEN – CLINEG0888HLEN



CLINEG0615



CLINEG0888

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0615	NIEBIESKI	295 gr	30 x 20 x 15 cm
CLINEG0888	ZIELONY	155 gr	23 x 10 x 10 cm

PODUSZKA KOŚĆ

Poduszka do stosowania w łóżku. Przeznaczona do wkładania między nogi, aby zapobiec otarciom.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0919HLEN – CLINEG0890HLEN

PRODUKT	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG919	280 gr	34 x 24 x 10 cm
CLINEG0890	200 gr	28 x 19 x 6 cm



CLINEG919



CLINEG0890



CLINEG0611



CLINEG0886

PODUSZKA PÓŁ-FOWLER

Poduszka dopasowuje się do każdego kształtu ciała. Podtrzymuje pacjenta w pozycji pół-Fowlera (oparcie pleców odchylone o 30° i pochycenie miednicy pod kątem 30°).

Umieszcza się ją pod udami, tak aby podkładka była skierowana do przodu między kolanami.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0611HLEN – CLINEG0886HLEN

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0611	NIEBIESKI	1,050 gr	70 x 48 cm
CLINEG0886	ZIELONY	840 gr	50 x 35 cm

PODUSZKA HEMI ARM

W fotelu poduszka ta podpira kończyny górne osób z niedowładem połowicznym.

W opcji poszewki Lyocell:
CLINEG0732HLEN- CLINEG0889HLEN

PRODUKT	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0732	780 gr	55 x 35 cm
CLINEG0889	620 gr	42 x 25 cm



CLINEG0732



CLINEG0889



CLINEG0609

PODNÓŻEK POD PIĘTY

Odciąża pięty.

Mocowana do materaca za pomocą paska.

W opcji poszewki Lyocell: CLINEG0609HLEN

PRODUKT	KOLOR	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0609	NIEBIESKI	295 gr	85 x 20 cm



PUFA

Umożliwia całkowite odprężenie ciała w pozycji leżącej.

PRODUKT	MASA	WYMIARY W CM
CLINEG0618	8 kg	Średnica 110 cm
CLINEG0619	9,6 kg	Średnica 130 cm



CLINEG0617



CLINEG0891

TORBA

Torba transportowa na zestaw poduszek CLINIBED.

PRODUKT	KOLOR
CLINEG0617	NIEBIESKI
CLINEG0891	ZIELONY



